OPNÅ HØJNIVEAU DESINFEKTION PÅ 30 SEKUNDER MED TRISTEL SPORICID WIPES

- Nasendoskoper
- Transvaginale og transrektale ultralydsprober
- Transøsofageale ultralydsprober (TOE/TEE)
- Laryngoskop blade
- Intubationsendoskoper
- Manometrikatetre
- Oftalmologisk medicinsk udstyr



ØDELÆGGER HPV TYPES 16 OG 18 PÅ 30 SEKUNDER*

EFFEKTIVT OVERFOR SARS-COV-2**

*Meyers, C., Milici, J., Robison, R. (2020) 'The Ability of Two Chlorine Dioxide Chemistries to Inactivate Human Papillomavirus-contaminated Endocavitary Ultrasound Probes and Nasendoscopes' DOI: 10.1002/jmv.25666.

**A representative sample of Tristel chlorine dioxide at 20 parts per million (ppm) was tested by a United States Biosafety Category 3 laboratory.

TRISTEL SPORICIDAL WIPES ER HURTIGE, KOMPATIBLE OG LETTE AT BRUGE



PÅFØR TO PUMP AF ACTIVATOR FOAM PÅ DEN SPORICIDE SERVIET.



FOLD VÅDSERVIETTEN, OG KLEM DEN SAMMEN I **15 SEKUNDER** FOR AT SKABE KLORDIOXID.



TØR OVERFLADEN PÅ UDSTYRET AF MED SERVIETTEN I EN ENKELT BEVÆGELSE FOR AT SIKRE AT ALLE OMRÅDER KOMMER I KONTAKT MED VÅDSERVIETTEN.



OVERHOLD EN MINIMUM KONTAKTTID PÅ **30 SEKUNDER.**

Tristel™
Sporicidal Wipe

EFFEKTIVITET

Tristel Sporicid Wipes er bevist effektive som et højniveau desinfektionsmiddel i henhold til BSEN 14885 og de seneste offentliggjorte effektivitetsstandarder på 30 sekunder.
Produktets hurtigvirkende og ensartede kontakttid giver ingen plads til tvivl eller fejl.

HURTIG

Tristel Sporicid Wipes giver desinfektion på højt niveau på 30 sekunder, hvilket øger patientbehandlingen.

KOMPATIBEL

Tristel Sporicid Wipes er blevet testet og bekræftet at være kompatibel med medicinsk udstyr fra over 30 producenter, herunder:

- Advanced Tactile Imaging, Inc.
- Airtraq
- Arthrex
- ATMOS MedizinTechnik
- Becton Dickinson (Bard Access, CareFusion)
- BK Medical
- Butterfly Network
- Canon (Toshiba)
- Carestream
- Clarius Mobile Health
- Clarus Medical
- Crystal Photonics
- Echosens
- Esaote
- Exact Imaging
- Fisher & Paykel
- FUJIFILM SonoSite
- GE Healthcare
- Haag-Streit
- Hitachi
- Karl Storz
- Laborie (Cogentix Medical, MMS)
- Machida Endoscope Co.
- MCube
- Medcom
- Medtronic
- Mindray
- Neoplas Tools
- Ocular Instruments Inc
- Optim LLC
- Orlvision
- Pentax
- Philips
- PolyDiagnost
- Samsung Healthcare
- SapiMed
- Siemens Healthineers
- SonoScape
- tic Medizintechnik
- Unisensor
- Verathon
- Xion Medical

ØKONOMISK

Der kræves ingen investering i maskiner og vedligeholdelseskontrakter.

FLEKSIBEL

Tristel Sporicid Wipes er en mobil løsning, som enten kan bruges i konsultations- eller dekontamineringsrummet. Deres fleksibilitet eliminerer behovet for, at instrumentet skal sendes til centrale steriliseringsenheder til genbehandling, hvilket sparer værdifuld tid.

SIKKER

Tristel Sporicid Wipes er ikke-toksiske for embryoner og kan derfor bruges i IVF-miljøer.

TRISTELS KEMISKE FORMEL

Tristel Sporicidal Wipes indeholder Tristels patenterede klordioxidkemi (ClO_2), som er et veldokumenteret og højeffektivt biocid. Vådservietten indeholder Tristel Base Solution (citronsyre) og Tristel Activator Foam indholder et fortyndet natriumklorit. Ved blanding og overførsel af Activator Foam til Sporicidal Wipe, samt efterfølgende sammenklemning, dannes Tristels patenterede klordioxidkemi.

Mikrobiologiske testrapporter

	Europæiske normer (EN)	Ensartet kontakttid
Bakterier	EN 13727	30 sek
	EN 14561	
	EN 16615	
Svampe	EN 13624	
	EN 14562	
	EN 16615	
Vira	EN 14476	
	EN 16615	
Mycobakterier	EN 14348	
	EN 14563	
Sporer	EN 16615	
	EN 17126	

PRODUKTMULIGHEDER

TRISTEL SPORICIDAL WIPES

- 1 æske indeholder 50 servietter og 1 flaske Activator Foam

Bemærk: Tristel Activator Foam er en del af Tristel Sporicid Wipes og fås ikke separat.



TRISTEL TRIO WIPES SYSTEM 50

- 1 æske indeholder 50 dekontamineringsprocedurer, tilgængelig med eller uden bog til sporbarhed Quality Audit Trail Record Book.

Tristel 3T sælges separat.



Mere information om Tristel Trio Wipes System, såsom sikkerhedsdatablade, rapporter, publikationer om materialer og undersøgelser, er tilgængelig på anmodning eller online på **www.vingmed.dk**

Tristel™
Medical Device Decontamination

Fremstillet i Storbritannien af:
Tristel Solutions Limited, Lynx Business Park, Cambs, UK, CB8 7NY
T +44 (0) 1638 721500 - E mail@tristel.com - W www.tristel.com

Denmark:
VINGMED A/S, Birkerød Kongevej 150B, DK-3460 Birkerød,
T +45 45 82 33 66 - E info@vingmed.dk

For Tristel patentoplysninger, besøg venligst: http://www.our-patents.info/tristel

Tristel™
WE HAVE CHEMISTRY.

Copyright © Tristel Solutions
Mkt-Bro-2087-06/OCT/2022-V1