

## SpO2 til GE's monitorer

(CARESCAPE: modul, V100, V150, BXX, BXXX m/ TruSignal option)


### Flergangs



#### TS-F-D

#### SpO2 Voksen Fingerclips




Patientvægt:  $\geq 20$  kg.   
Anvendelsessted:  
1 m. ledning. Husk mellemkabel\*)

Sensor integreret kabel 2m.  
Bestil **TS-F2-GE**:

#### TS-SA-D

#### SpO2 Voksen Finger




Patientvægt:  $>30$  kg   
Anvendelsessted:  
1 m. ledning. Husk mellemkabel \*)

Sensor m/ integreret kabel 4m.  
Bestil **TS-SA4-GE**:

#### TS-SP-D

#### SpO2 Barn Finger




Patientvægt: 15-30 kg.   
Anvendelsessted:  
1 m. ledning. Husk mellemkabel\*)

Sensor integreret kabel 3m.  
Bestil **TS-SP3-GE**:

#### TS-E-D

#### SpO2 Voksen Øre



Patientvægt:  $\geq 10$ kg.   
Anvendelsessted:  
1 m. ledning. HUSK mellemkabel \*)

Sensor integreret kabel 2m.  
Bestil **TS-E2-GE**:

#### TS-SE-3

#### Sensitiv hud sensor



Patient: Voksen, barn, spædbarn, neo.  
Anvendelsessted: Finger, hånd, fod  
1 m. ledning. Husk mellemkabel\*)

Se forslag til tilbehør nedenfor.

#### TS-W-D


#### Wrap sensor



Patientvægt:  $\geq 3$ kg.  
Anvendelsessted: Finger, hånd, tå, fod  
1 m. ledning. Husk mellemkabel\*)

Se forslag til tilbehør nedenfor.

#### Forslag til tilbehør til TS-SE-3 & TS-W-D



Bestil varenummer (24/boks):

TS-RWL (Skum Large)  
TS-RWM (Skum Medium)  
TS-RWS (Skum Small)

#### TS-G3

#### Mellemkabel\*)



3 m. mellemkabel.

Anvendes til: Flergangs og  
Én-patients sensorer.

### Én-patients



#### Voksen/Børn/Neo sensor med klister



Patient: Voksen, Barn, spædbarn, Neo.  
Anvendelsessted: Finger, tå, hånd, fod  
1 m ledning. Husk mellemkabel \*)

Bestil Varenummer:  
**TS-AF-10 (10/boks)**  
**TS-AF-25 (25 / boks)**

#### Voksen/Børne finger sensor med klister



Patientvægt:  $\geq 20$  kg.  
Anvendelsessted: Finger, tå  
1 m ledning. Husk mellemkabel \*)

Bestil Varenummer:  
**TS-AP-10 (10/boks)**  
**TS-AP-25 (25 / boks)**

#### Voksen/Børne Wrap sensor med klister



Patientvægt:  $\geq 20$  kg.  
Anvendelsessted: Finger, tå  
Bestil Varenummer:  
1 m ledning. Husk mellemkabel \*)

**TS-AAW-10 (10/boks)**  
**TS-AAW-25 (25 / boks)**

#### Børne Wrap sensor med klister



Patientvægt: 3- 20 kg.  
Anvendelsessted: Finger, tå  
1 m ledning. Husk mellemkabel \*)

Bestil Varenummer:  
**TS-PAW-10 (10/boks)**  
**TS-PAW-25 (25 / boks)**

#### TS-G3

#### Mellemkabel\*)



3 m. mellemkabel.

Anvendes til: Flergangs og  
Én-patients sensorer.

### Generelle anbefalinger

BEGGE sensortyper bør omplaceres min. hver 4. time og hyppigere hvis patienten har dårlig cirkulation.  
FLERGANGS sensorer og forlænger kabler rengøres og desinficeres men ikke steriliseres- se medfølgende manual.

Spørg for flere tilbehørsprodukter til sensorerne.