


Medlinket SpO2 til Philips monitorer


Flergangs

S0015D-L SpO2 Voksen Finger




Patientvægt: > 40 kg
Anvendelsessted: Alle fingre (på nær tommel)
3 m ledning

S0015P-L SpO2 Barn Finger




Patientvægt: 10 - 40 kg
Anvendelsessted: Alle fingre (på nær tommel)
3 m ledning

S0015E-L SpO2 Baby Finger




Patientvægt: 3 - 20 kg
Anvendelsessted: Alle fingre (+ storetå)
3 m ledning

S0015G-L SpO2 Voksen Øre




Patientvægt: > 40 kg
Anvendelsessted: Øreflip
3 m ledning

S0015F-L SpO2 Neonatal Fod




Patientvægt: 1 - 4 kg
Anvendelsessted: Fod (+ hånd)
3 m ledning

S0015B-L Voksen Fingerklemme



Patientvægt: > 40 kg
Anvendelsessted: Alle fingre (på nær tommel)
3 m ledning
Fås også m. 1m ledning. (S0015B-S)

S0015C-L Barn Fingerklemme



Patientvægt: > 40 kg
Anvendelsessted: Alle fingre (på nær tommel)
3 m ledning
Fås også m. 1m ledning. (S0015C-S)


S0015PH-L Forlænger kabel/Flergangs



2 m kabel til flergangs-sensorer
Må KUN anvendes til sensor 1 meter ledning!

Én-patients

Microfoam, Hvid med klister 24 stk./kasse



Aflang: < 3 kg, 3-20kg, >10kg
Bestil Varenummer: S0010M-L
3-20 kg. (tå)
Varenr. S0010L-L
Fingerfacon: 10-50 kg
Bestil varenummer: S0010K-L

Brunt plaster med Klister 24 stk./kasse




< 3 kg >40 kg (Fod/Finger)
Bestil varenummer: S0010M-LP
3 - 20 kg (Tå)
Bestil varenummer: S0010L-LP

Blød foam UDEN klister 24 stk./kasse



> 10 kg (Finger)
3 - 20 kg (Tå)
< 3 kg (Fod)
Bestil varenummer: S0010N-L
Kortere længde, 2 velcro, nem fiksering
< 3 kg (Fod)
Bestil varenummer: S0010N-L
Ny sensor: 601480102

S0015OX-L Forlænger kabel/Éngangs



Kabel til én-gangs-sensorer
2,5 m

Generelle anbefalinger

- BEGGE sensortyper bør omplaceres min. hver 4. time
 - Anvend ikke forlænger kabler på 3 meter-sensorer
- FLERGANGS sensorer og forlænger kabler rengøres og desinficeres men ikke steriliseres.**