# Dry Wipes

## til brug sammen med Tristel produkter




- Tristel **Dry Wipes** er lavet af et non-woven materiale og med lav partikelafgift for at reducere dannelse af fibre på overflader. Servietterne er pakket således, at det forhindrer mest muligt spild.
- Tristel **Dry Wipes** er ikke absorberende. Den ikke-absorberende Dry Wipe forbedrer rengørings- og desinfektionsevnen, da den tillader effektiv frigørelse af det flydende desinfektionsmiddel på overfladen.
- Tristel **Dry Wipes** er lavet af 100% polypropylen (18g), og er designet til en effektiv desinfektion og beskyttelse af udstyr.

### Anvendelse


Designet til brug sammen med Tristels produktportefølje:

- Tristel Jet
- Tristel Duo til ultralyd
- Tristel Duo til oftalmologi
- Tristel Duo til overflader

### Dry Wipes sortiment

Dry wipes er pakket i et rør med servietter i en kasse med 6 rør á 200 stk. (1200 servietter i alt).

Tristel



**Great British products created by:**
Tristel™ Solutions Limited, Lynx Business Park, Cambs, CB8 7NY
**T** +44 (0) 1638 721500
**E** mail@tristel.com
**W** www.tristel.com

Tristel Dry Wipes DK Issue 1 - January 2016
Copyright © 2016 Tristel Solutions